



Серьезный разговор

Оценка мужчин: «Отлично!»

«Здравствуйте. Много полезной информации нахожу я на страницах вашей газеты, поэтому и решил обратиться с давно наболевшим вопросом. Слышал я от знакомых о приборе МАВИТ, который вроде бы лечит простатит и вообще помогает при мужских проблемах. Что это за прибор, как он действует, правда ли он такой эффективный, сколько он стоит и где его можно купить? Заранее спасибо. Николай М., г. Москва».

Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения заболеваний предстательной железы **МАВИТ** (УЛП-01 «ЕЛАТ») разработано при участии ученых медицинской академии и выпускается Елатомским приборным заводом – ведущим отечественным производителем портативной медицинской техники. Устройство состоит из источника питания и мягкого аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом или врачом. **МАВИТ** лечит одновременным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. Такое комбинированное применение методов физиотерапии признано наиболее эффективным для восстановления нормального местного кровоснабжения в области предстательной железы, выведения токсинов, снятия отека, воспалительного процесса, болевых симптомов. Усиливается эффективность сопутствующего антибактериального лекарственного воздействия. Больные хроническим простатитом (простатовезикулитом, уретропростатитом) после процедур, проводимых **МАВИТом**, отмечают уменьшение (до полного исчезновения) болевых ощущений, нормализацию мочеиспускания, повышение качества жизни. Курс лечения – 7–9 процедур ежедневно, повторный курс – через 2 месяца. Аденома I-II стадии не является противопоказанием.

МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домашних условиях, в удобное для них время и без морального дискомфорта. Устройство получает все большее признание не только у специалистов, применяющих его в своей практике, но и у пациентов, имеющих его в личном пользовании.

Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом в борьбе за здоровье!

Как и любые лечебные средства, устройство имеет противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.



Если горло заболит – ФЕЯ мигом прилетит!



Осень и зима из года в год проверяют наш организм на прочность. Дети зачастую первыми реагируют на вирусные эпидемии и заболевают. Как помочь себе и ребенку выздороветь, укрепить иммунитет на будущее? Этими вопросами задаются многие современные родители.

Как лечит ФЕЯ?

С давних времен люди лечились с помощью подручных средств. Однако греть пазухи носа горячими яйцами, мешочками с песком – неудобно, да и остывают они быстро. Хорошая альтернатива такому лечению – тепловой прибор **ФЕЯ** (УТЛ-01). Он сможет обеспечить равномерный и локальный прогрев лобных, гайморовых пазух, а также горла. Под действием тепла **ФЕИ** вирусы, не успев размножиться в слизи, погибают от прогрева, так как многие из них не выносят высоких температур.

Благодаря **ФЕЕ** можно в домашних условиях лечить и предупреждать такие заболевания, как ринит, риносинусит, тонзиллит, гайморит, фронтит, даже перешедшие в хроническую форму. **ФЕЯ** придет на помощь и когда необходимо провести профилактику гриппа, простуды в период эпидемий или если вы или ваш ребенок замерзли или промокли.

Простота и удобство

ФЕЯ представляет собой компактное устройство с нагревательным элементом, который состоит из двух пластин специальной формы. Именно их и накладывают на прогреваемую область. Сам прибор работает от электросети и имеет три температурных режима. Для удобства использования **ФЕЯ** оснащена и держателем – он крепится вокруг головы. Так что во время прогревания не нужно фиксировать устройство руками. Эта функция очень важна при лечении детей. **ФЕЯ** греет и в то же время не мешает, к примеру, смотреть мультфильм. Кстати, лечиться с помощью **ФЕИ** можно практически всем: родителям и детям, бабушкам и дедушкам.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ПОД ЗАЩИТОЙ ФЕИ!



У многих людей периодически возникают отеки рук или ног. Эти явления не так безобидны, как кажутся на первый взгляд. Отеки – это избыточное накопление жидкости в тканях тела человека, проявляющееся увеличением их объема, изменением физических свойств (упругости, эластичности) и расстройством функции отечной ткани. Жидкость при отеках скапливается в межклеточном пространстве, при этом нарушается водно-солевой баланс и в клетках. Отечная ткань легко инфицируется, что может послужить причиной развития осложнений: экзем, язвочек, рожистого воспаления. Кроме того, если отек сохраняется

Чем опасны отеки?

долгое время (хронический отек), в его зоне из-за медленного обмена веществ могут скапливаться белки и шлаки, которые вызывают фиброзное перерождение тканей.

Проще говоря, отечная ткань не может нормально функционировать и начинает страдать, ее клетки начинают перерождаться или гибнуть, поэтому с отеками необходимо бороться. При возникновении отеков их нужно как можно быстрее устранять, а в дальнейшем заниматься их профилактикой.

Причиной отеков могут быть заболевания вен или сердечная недостаточность, патология почек или увеличенная печень, нарушения со стороны щитовидной железы или других внутренних органов. Если отек проявляется быстро, а после сна, как правило, исчезает, то можно предположить венозную патологию: воспаление вен с образованием тромбов или варикозное расширение вен с характерными вздутиями поверхностных либо глубоких вен. Если же вздутых вен не видно, а отек нарастает длительно и не спадает по утрам, то можно заподозрить патологию лимфатической системы – лимфедему. Этой патологии чаще подвержены ноги.

Бывают скрытые отеки, которые проявляются сначала только в виде прибавки в весе. Потом обувь и кольца

становятся тесными, черты лица расплываются, отекают веки. Утром отеки не так заметны, ведь ночью жидкость равномерно распространяется по всему телу. Днем же особенно заметными становятся отеки на ногах: при надавливании пальцем на поверхность образуется ямка, которая держится еще довольно долго. Если не обращать внимания, то скоро отеки становятся явными, начинают образовываться в области лодыжек, а потом распространяются вверх на всю ногу.

Порой сложно выяснить причину отеков и поставить правильный диагноз. Только при общем обсуждении результатов обследования терапевт, кардиолог, флеболог, эндокринолог и другие могут определить, что у конкретного пациента вызывает отеки и что ему нужно назначить: лекарства, физиолечение, диету, мочегонные средства, лечебную физкультуру или, может быть, просто подобрать правильную обувь.

В любом случае, если у вас есть предрасположенность к отекам, пока будет выясняться их причина, нужно принимать меры, чтобы не допустить длительной или значительной (по размерам) отечности.

Снять отечность может помочь магнитотерапия, так как она непосредственно влияет на сосуды, расширяя их просвет и интенсифицируя по ним транспорт

жидкостей. Усиление обмена веществ в месте воздействия выводит избыток жидкости, устраняет шлаки и белковые скопления.

Главное, что при отеках магнитным полем необходимо воздействовать на всю глубину и поверхность пораженной конечности. Обязательно соблюдение направления воздействия «снизу-вверх». Магнитное поле должно как бы выталкивать жидкость из конечности. Необходима определенная частота магнитного поля, которая наиболее эффективна при отеке. Поэтому для устранения отеков подойдет не любой магнитный аппарат, а техника со специальными программами для лечения отечных состояний, и не портативная – слишком мала площадь захвата. Обеспечить все эти условия может магнитотерапевтический аппарат нового поколения АЛМАГ-02.

Во-первых, в АЛМАГе-02 заложены программы для лечения заболеваний – причин отеков (хронической венозной недостаточности, лимфедемы) на разных их стадиях. Во-вторых, его излучатели позволяют одновременно охватывать всю поверхность отечной ноги. В-третьих, глубина проникновения магнитных импульсов АЛМАГа-02 – 15 см – величина, не достижимая для портативной техники, но при увеличенной конечности – это именно то, что надо. Лечебные программы АЛМАГа-02

предусматривают магнитодинамический эффект – поддержание тонуса стенок сосудов, стимуляцию работы их клапанов, устранение застойных участков. Кроме того, кровь «разжижается» – повышается ее текучесть и уменьшается вязкость. Немаловажно и то, что это воздействие направлено не только на устранение отечности, но и на основное заболевание, которое является первопричиной отеков.

А в заключение хочется рассказать историю, которая совсем недавно случилась на заводской выставке-продаже в г. Темрюке. На выставку-продажу Елатомского приборного завода пришла женщина, которая страдает отеками ног. Эта женщина долго и безуспешно лечилась, какие только средства не применяла и была уже на грани отчаяния. Но надежда все-таки еще была жива. Когда женщина рассказала специалистам завода о своей проблеме, те в один голос посоветовали ей приобрести АЛМАГ-02. Стоимость АЛМАГа-02 показалась женщине слишком высокой, тем более, что она не была уверена, что он действительно поможет. И женщина для начала решила приобрести АЛМАГ-01, посмотреть – будет ли вообще эффект от лечения, а затем решить – нужен ли ей более дорогой аппарат. Через несколько дней женщина позвонила специалистам завода и сказала буквально следующее: «Я лечилась АЛМАГом-01. Теперь мне срочно нужен АЛМАГ-02. Когда в нашем городе будет ваша следующая выставка-продажа? Я его обязательно куплю!» И, конечно, покупка состоялась.

Приобретайте АЛМАГ-02, Мавит (УЛП-01 «ЕЛАТ»), ФЕЮ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») и другие физиотерапевтические аппараты на выставке-продаже в Магнитогорске

9, 10 и 11 октября

с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед»

ул. Октябрьская, 19 (напротив поликлиники МСЧ ОАО «ММК» на Набережной);

ул. Советская, 141 (рядом с горбольницей № 3 (Трестовская),

ул. Советская, 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»),

пр. К. Маркса, 115 (остановка «Гастроном»). Телефон для справок (3519) 220-751.

ТОЛЬКО В ДНИ ВЫСТАВКИ ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ!

Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). В невыставочные дни аппараты можно приобрести по вышеуказанным адресам или в аптеках города:

Социальная аптека фонда «Металлург», пр. Сиреневый, 12; «Аптеки Здоровья», пр. К. Маркса, 105, пр. К. Маркса, 147, ул. Калмыкова, 12, ул. Труда, 25.

Или наложенным платежом с завода, позвонив по бесплатному номеру 8-800-200-01-13, или отправить заявку по адресу: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. E-mail: admin@elamed.com www.elamed.com ОГРН 1026200861620

Звоните по бесплатному круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13!

Сайт в Интернете: www.elamed.com ОГРН 1026210861620 Все для здоровья, здоровье для вас!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ